



AKUPRESSURMATTE

C301ACC001



Die Akupressurmatte und das Kissen verwenden kleine Kunststoffspitzen, um die Druckpunkte des Körpers zu stimulieren, ähnlich wie bei der Akupunktur, jedoch ohne Verwendung von Nadeln. Wenn diese Punkte stimuliert werden, werden Muskelverspannungen gelöst, während die Durchblutung des Bereichs verbessert wird, was zu völliger Entspannung und Wohlbefinden führt. Ideal zur Linderung von Rücken- und Nackenschmerzen, zur Verbesserung der Schlafqualität und zur Reduzierung von Angst und Stress.

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallesse di Oppeano (VR)

www.beper.com

beper



AKUPRESSURMATTE

C301ACC001

PRODUKTABMESSUNGEN: TAPPETO-MAT
42X68X2 CM /CUSCINO-PILLOW 37X15X10 CM

MATERIAL: BAUMWOLLGEWEBE / ABS-
SCHEIBEN

NETTOGEWICHT: 3 KG

VERPACKUNGMAßE: 40X21,6X18 CM


VERPACKUNGSEINHEIT: LITOGRAFIERTE
SCHACHTEL

STUCKE PRO PAKET: 4

STUCKE PRO PALLET: 64



Video



8056420223187

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

www.beper.com