





## AKUPRESSURMATTE

**C301ACC001**

Die Akupressurmatte und das Kissen verwenden kleine Kunststoffspitzen, um die Druckpunkte des Körpers zu stimulieren, ähnlich wie bei der Akupunktur, jedoch ohne Verwendung von Nadeln. Wenn diese Punkte stimuliert werden, werden Muskelverspannungen gelöst, während die Durchblutung des Bereichs verbessert wird, was zu völliger Entspannung und Wohlbefinden führt. Ideal zur Linderung von Rücken- und Nackenschmerzen, zur Verbesserung der Schlafqualität und zur Reduzierung von Angst und Stress.

# beper



## AKUPRESSURMATTE

**C301ACC001**

**PRODUKTABMESSUNGEN:** TAPPETO-MAT  
42X68X2 CM /CUSCINO-PILLOW 37X15X10 CM

**MATERIAL:** BAUMWOLLGEWEBE / ABS-  
SCHEIBEN

**NETTOGEWICHT:** 3 KG

**VERPACKUNGMAßE:** 40X21,6X18 CM


**VERPACKUNGSEINHEIT:** LITOGRAFIERTE  
SCHACHTEL

**STUCKE PRO PAKET:** 4

**STUCKE PRO PALLET:** 64



Video



8056420223187

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

www.beper.com