

SATURAZIONE OSSIGENO  
AUTO SHUT-OFF

FREQUENZA DEL POLSO  
AUTO SHUT-OFF




GRAFICO CURVA IMPULSO  
PULSE CURVE GRAPH

DISPLAY LED  
LED DISPLAY

## FINGER- SAUERSTOFFSÄTTIGUNGSMESSGERÄT

P303MED050

Einfach zu bedienendes Finger-Pulsoximeter, das dank der Ein- und Ausschaltautomatik in der Lage ist, den Blutsättigungsindex (SpO2) und die Herzfrequenz genau zu ermitteln. Ausgestattet mit einer großen LED-Anzeige, Alarm bei Sättigungsgrad unter 90 und Batteriestatusanzeige. Batteriebetrieb (2xAAA nicht enthalten).

# **beper**



## FINGER- SAUERSTOFFSÄTTIGUNGSMESSGERÄT

**P303MED050**

**PRODUKTABMESSUNGEN:** 3,6X3X5,5 CM

**MATERIAL:** ABS

**BATTERIE:** 2XAAA NICHT ENTHALTEN

**NETTOGEWICHT:** 1.1 KG

**VERPACKUNGMAß:** 19X12X6,5 CM


**VERPACKUNGSEINHEIT:** LITHOGRAPHIERTE  
SCHACHTEL

**STÜCKE PRO PAKET:** 6

**STÜCKE PRO PALLET:** 42



Video



8056420222647

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

[www.beper.com](http://www.beper.com)